

Till våra beställare

Den 12 mars 2025 införs nya svarsrutiner för U-testremsa samt nytt analysnamn för U-Albumin (testremsa).

Nya svarsrutiner för U-testremsa:

- Ny övre svarsgräns för analyserna U-Acetoacetat (U-Ketoner), U-Glukos, U-Leukocyter och U-Protein. Den övre svarsgränsen ändras från 3 arbiträra enheter till 4 arbiträra enheter.
- För U-Acetoacetat (U-Ketoner) gäller att vid resultat som visar 5 arbiträra enheter bedöms och svaras detta ut som 4 arbiträra enheter.
- Ändring av befintlig svarsrutin för U-Nitrit. POS eller NEG svaras ut som POSITIV eller NEGATIV.

Nytt analysnamn för U-Albumin (testremsa):

- Analysen U-Albumin (testremsa) ändrar analysnamn till U-Protein (testremsa).

Dessa förändringar genomförs för att anpassa svarsrutinen till metodens övre svarsgräns och säkerställa en mer enhetlig och tydlig rapportering av analysresultat.

Klinisk nytta:

- Högre övre svarsgräns för U-Acetoacetat, U-Glukos, U-Leukocyter och U-Protein möjliggör mer exakt bedömning vid höga koncentrationer och minskar risken för falskt låga resultat.
- Förändringen av U-Nitrit-svar till POSITIV/NEGATIV ger ökad tydlighet och minskar risken för feltolkning av resultat.
- Byte av analysnamn från U-Albumin till U-Protein reflekterar bättre den faktiska mätningen och harmonierar med Equalis rekommendationer, vilket underlättar jämförelser och klinisk tolkning.

Beställning sker i Cosmic som tidigare och ingående analyser vid beställning av U-Testremsa är följande: U-Acetoacetat (U-Ketoner), U-Hemoglobin, U-Glukos, U-Leukocyter, U-Nitrit och U-Protein.

Det går även att beställa analysen U-pH (testremsa), denna analys beställs då separat i Cosmic. Vid frågor kontaktas medicinskt ansvarig alternativt metodansvarig.



Catalin Serb
Specialistläkare



Anna Gustafsson
Metodansvarig BMA