

Råd att ta hänsyn till vid utprovning och förskrivning av Panthera X

- Panthera X är tillverkad av kolfiber som är ett väldigt starkt, lätt och uthålligt material. Materialet är känsligt för kraftiga stötar, vassa kanter och ovanliga punktbelastningar. Sprickor och andra skador på kolfiberstrukturen, orsakat av t.ex. ett fall bakåt mot hårt underlag kan leda till brott på chassit.
- Panthera X är avsedd för den **mycket erfarne och aktive brukaren** som är bekväm med att handha en rullstol utan tippskydd.
- Brukaren ska vara **mycket ansvarsfull** kring hanteringen av sin rullstol och undvika att tappa chassit på hårda underlag samt att repa eller skrapa kolfiberstrukturen, vilket är viktigt att ha med vid bedömning inför en eventuell förskrivning.
- Brukaren ska ha uttalad nedsatt muskelstyrka i övre extremiteter samt att det föreligger stor risk att drabbas av överbelastning och smärta vid manövrering eller lyft av rullstol i och ur bil. Behovet kan inte tillfredsställas med övriga rullstolar i sortiment.
- Brukaren ska ha använt aktivrullstol med liknande egenskaper tidigare, t.ex. U3, U3 Light eller Quickie Helium Light.
- Brukaren ska inte ha behov av specifika anpassningar då inga sådana görs på denna typ av rullstol.
- Panthera X är inte lämplig för brukare som sitter i rullstol vid färd i bil eftersom rullstolen inte är krocktestad samt att ryggstödet saknar låsning.
- Bedöm om byte till X-hjul på en U2 Light skulle kunna vara ett alternativ i stället för Panthera X
- Personal från Panthera ska alltid vara med som stöd vid utprovning.