

Hjälpmedelsservice

Här visas sittdynor där leverantören har godkänt att dynan kan användas i andra sittmöbler. Detta står angivet i varje leverantörs bruksanvisning. Då denna information kan ändras hos leverantören t ex i samband med ett nytt avtal är det viktigt att innan förskrivning säkerställa att informationen finns i bruksanvisningen.

Förskrivningen ska föregås av en bedömning om sittmöbelns lämplighet och ev användning av fotpall. Förskrivning ska göras till en specifik sittmöbel.


Nima Allround 621

Leverantör:	Nimacare
Riktlinje:	122506
Storlek:	30x30 cm – 55x55 cm Max brukarvikt: Sittbredd upp till 45 cm 150 kg Sittbredd 45-65cm 200 kg
Utformning:	En tryckavlastande basdyna för patienter som inte behöver justering av sittandet




Equagel Allround

Leverantör:	Nimacare
Riktlinje:	122506
Storlek:	30x30 cm – 50x46 cm Höjd: 7 cm Max brukarvikt: 150 kg
Beskrivning:	Dyna i gel för längre tids sittande i rullstol. Används till tryckkänsliga brukare. Konturerad sittgrop i komfortskiktet.



Equagel Standard


Leverantör:	Nimacare
Riktlinje:	122506
Storlek:	30x30 cm – 55x55 cm Höjd: 5 cm Max brukarvikt: 150 kg
Beskrivning:	Den övre delen av dynan består av ett litet rutnät av gel som kallas. komfortskiktet Detta övre skikt tillåter patienter som behöver stöd att sjunka ner i det undre skiktet som kallas stödsiktet.



Hjälpmedelsservice

Nima 600 Visco

Leverantör:	Nimacare AB
Riktlinje:	122506
Storlek:	30x30 cm – 55x55 cm Höjd: 9 cm Maxvikt: Upp till 250 kg beroende på storlek
Utformning:	Dynan har ett 3,5 cm toppskikt av viskoelastiskt skum ovanpå den formgjutna basen.




Contur

Leverantör:	Care Of Sweden
Riktlinje:	122506
Storlek:	Bredd: 28X30 cm – 60x50 cm Höjd är 5 cm Maxvikt: Upp till 160 kg beroende på storlek
Utformning:	Dynan är uppbyggd av en anatomisk formgjuten bas av polyuretanskum med ingjutning av trögsaum i sittgropen.




Bima Combi

Leverantör:	Bima Plastteknik
Riktlinje:	122506
Storlek:	35x35/38 cm – 60x55/58 cm Höjd: Kupad: 10 cm. Plan: 7 cm Maxvikt från 180 kg till 125 kg beroende på storlek
Utformning:	Höga lateralstöd samt bendelare.



Bima Comfort

Leverantör:	Bima Plastteknik
Riktlinje:	122506
Storlek:	35x38 cm - 50x53 cm Höjd: 8,5 cm Maxvikt: mellan 125 kg och 135 kg beroende på storlek
Utformning:	Har lateralstöd och bendelare.



Hjälpmedelsservice**Curera Concept**

Leverantör:	Care Of Sweden
Riktlinje:	122506
Storlek:	35x35 cm – 50x55 cm Höjd: 5 cm Max brukarvikt: 150 kg
Utformning:	Utrustad med sidostöd, bendelare och sittgrop.

**Stabil-Air – enkammardyna**

Leverantör:	Etac
Riktlinje:	122506
Storlek:	26x26 cm – 53x53 cm Höjd: 10 cm Ingen max brukarvikt
Beskrivning:	Luftceller med inbyggda skumplastcylindrar för extra trygghet och stabilitet.

**Standard Air enkammardyna**

Leverantör:	Etac
Riktlinje:	122506
Storlek:	26*26 – 53*53 Höjd 10 cm Ingen max brukarvikt
Beskrivning:	Enkammardyna medför endast lufttrycksjustering med en ventil.

**Soof**

Leverantör:	Salubrious
Riktlinje:	122506
Storlek:	35x35 cm – 50x50 cm Höjd: 5 cm Max brukarvikt: 130 kg
Utformning:	Tunn dyna som inte kan läggas fel i rullstolen. Lätt dyna med hög andningsförmåga,

