
Antidecubitusmadrasser

Avtalet gäller från och med 2024-10-01.

Garantitid:

- Huvudhjälpmedel: 2 år
- Tillbehör: 1 år
- Reservdelar: 1 år

Leveranstider:

- Huvudhjälpmedel: 10 arbetsdagar
- Tillbehör: 5 arbetsdagar
- Reservdelar: 5 arbetsdagar

Madrasserna i aktuellt sortiment är indelade i fem grupper som en vägledning för dig som förskrivare. För att få mer underlag för förskrivning bör man söka ytterligare information på leverantörens hemsida.

Botten- och toppmadrass

Madrasser som används i kombination med andra bädd/toppmadrasser.

Sårkategori 2

Antidecubitusmadrasser för patient med låg till medelhög risk för trycksår, med hudrodnad som inte bleknar vid tryck eller delhudsskada. Avsedd att användas som en del i behandling av trycksår upp till och med sårkategori 2.

I denna kategori finns den ersättningsmadrass som oftast beställs vid förskrivning av vårdsäng, om inte behov finns av madrass för högre sårkategori.

Sårkategori 3

Antidecubitusmadrasser för patient med låg till medelhög risk för trycksår eller med fullhudsskada, när frekvent lägesändring inte är möjlig. Avsedd att användas som en del i behandling av trycksår upp till och med sårkategori 3.

Sårkategori 4

Antidecubitusmadrasser för patient med medelhög till hög risk för trycksår, med hudrodnad som inte bleknar vid tryck eller delhudsskada upp till djup fullhudsskada, icke-klassificerbart trycksår med okänt sår djup eller misstänkt djup hudskada med okänt sår djup. Avsedd att användas som en del i behandling av trycksår upp till och med sårkategori 4.

Hög brukarvikt

Antidecubitusmadrasser för patient med låg till medelhög risk för trycksår, med hudrodnad som inte bleknar vid tryck eller delhudsskada. Avsedd att användas som en del i behandling av trycksår upp till och med sårkategori 2.

Barn och ungdom

Ersättningsmadrass anpassad till barnsäng NordBed Kid.

Distans/bottenmadrass skum**Solatium distansmadrass**

Leverantör:	Comco
Sesam nr:	85x200x6 cm - 53352 90x200x6 cm - 52541 105x200x6 cm - 52776
Riktlinje:	04 33 06
Storlek:	80-85-90-105-120x200 cm 85-90-105x210 cm Höjd 6 cm.
Beskrivning:	Placeras direkt på sängbotten under en topp/bäddmadrass. Tillbehör: hygienöverdrag

**Topp/bäddmadrass skum, fiber****3-delad mjukfibermadrass**

Leverantör:	Comco
Sesam nr:	90x200 - 48618 105x200 - 48619 120x200 - 48620
Riktlinje:	04 33 06
Storlek:	90-105-120x200 cm
Beskrivning:	Placeras ovanpå en basmadrass. För patienter med lägre kroppsvikt och skör hud. Avsedd att användas av patienter med låg risk för trycksår.

**Topper Mattress HFT Sensitive**

Leverantör:	Palliance
Sesam nr:	90x200 cm - 52855
Riktlinje:	04 33 06
Storlek:	85-90x200
Beskrivning:	Placeras ovanpå en basmadrass.

För patienter med lägre kroppsvikt och skör hud.
Avsedd att användas av patienter med låg risk för trycksår.



Hjälpmedelsservice
Ersättningsmadrass med kärna av skum
Hyper Foam PLUS Clinic Greenline 302

Leverantör:	Palliance
Sesam nr:	85x200 cm – 52480 90x200 cm - 52481 90x210 cm - 52516 105x200 cm - 52482
	85x200 cm (eva) - 52483 90x200 cm (eva) - 52484 90x210 cm (eva) - 52606
Riktlinje:	04 33 06
Storlek:	85–90-105x200 cm 85–90-105x210 cm
Beskrivning:	Placeras direkt på sängbotten.

Max brukarvikt: 140 kg
Ersätter tidigare madrass Stratum Sense.


Topp-/bäddmadrass skum
Optimal 5 zon BM inkl. hygienöverdrag

Leverantör:	Care of Sweden
Sesam nr:	80x200x6 cm - 18095 85x200x6 cm - 37524 90x200x6 cm - 17679 90x210x6 cm - 22038 105x200x6 cm - 20410 120x200x6 cm - 35603
Riktlinje:	04 33 06
Storlek:	80-85-90-105-120x200 cm 80–85-90x205 cm 80-90x210 cm
Beskrivning:	Placeras ovanpå en basmadrass.

Tillbehör: väska



Ersättningsmadrass med ytskikt**Health Care Soft Euroflex hygien**

Leverantör:	Järven Plast & Smide
Sesam nr:	90x200x13 cm - 52999
Riktlinje:	04 33 06
Storlek:	80-85-90x200 cm
Beskrivning:	Madrass avsedd att placeras direkt på sängbotten, för användning i sjukhussäng, i vård- och omsorgsmiljö. Lagningstejp finns att beställa.

**Topp-/bäddmadrass statisk luft/lågtrycksteknologi med kontrollpanel****CuroCell S.A.M. PRO CF10**

Leverantör:	Care of Sweden
Sesam nr:	85x200x10 cm inkl pump - 54419 90x200x10 cm inkl pump - 52810 105x200x10 cm inkl pump - 52778
Riktlinje:	04 33 06
Storlek:	85-90-105x200 cm
Beskrivning:	Placeras ovanpå en basmadrass.



Komplett kit: madrass inkl kontrollpanel och
transportväska.

Ersättningsmadrass hybrid uppbyggd av luftceller i kombination med skum**CuroCell AREA Zone**

Leverantör:	Care of Sweden
Sesam nr:	85x200x18 cm - 52488 90x200x18 cm - 52589 105x200x18 cm - 53241 105x210x18 cm - 53242
Riktlinje:	04 33 06
Storlek:	80-85-90-105x200 cm
Beskrivning:	Placeras direkt på sängbotten.



Inklusive hygienöverdrag.

Topp-/bäddmadrass växeltryck med kontrollpanel**CuroCell IQ CX10**

Leverantör: Care of Sweden
Sesam nr: 90x200 cm - 52713
Riktlinje: 04 33 06
Storlek: 85-90-105x200 cm
Beskrivning: Placeras ovanpå en basmadrass.
Inkl. transportväska och kontrollpanel.

**Ersättningsmadrass växeltryck med kontrollpanel****CuroCell A4 CX15**

Leverantör: Care of Sweden
Sesam nr: 85x200 cm - 48519
90x200 cm - 48520
105x200 cm - 48521
Riktlinje: 04 33 06
Storlek: 85-90-105x200 cm
Beskrivning: Placeras direkt på sängbotten.

Inkl. transportväska och kontrollpanel.

**Topp-/bäddmadrass statisk luft utan kontrollpanel****ROHO Dry Floatation**

Leverantör: Permobil
Sesam nr: Madrassektion ROHO std 86x49cm - 49934
Madrassektion ROHO 4 Sekt m överdrag - 48163
Riktlinje: 04 33 06
Storlek: 86 x 190.5 x 8.5 cm (fyra sektioner)
Beskrivning: Placeras ovanpå en basmadrass.



Kan beställas styckvis sektioner eller totalt fyra sektioner, inkl handpump och servicekit.

Ersättningsmadrass med kärna av skum hög brukarvikt
Optimal 5 zon Plus

Leverantör:	Care of Sweden
Sesam nr:	105x200x15 cm – 35325 120x200x15 cm - 38127
Riktlinje:	04 33 06
Storlek:	105-120x200 cm
Beskrivning:	Placeras direkt på sängbotten. Max brukarvikt: 300 kg


Dyna Form Mercury

Leverantör:	Direct Healthcare Group
Sesam nr:	90x200x15 cm – 53197 105x200x15 cm - 53746 120 x 200 cm - 53632
Riktlinje:	04 33 06
Storlek:	90-105-120x200 cm
Beskrivning:	Placeras direkt på sängbotten. Max brukarvikt: 254 kg Tillbehör: evac-överdrag


Dacapo Ampla

Leverantör:	Invacare
Sesam nr:	105x200x15 cm – 52600 120x200 cm
Riktlinje:	04 33 06
Storlek:	90-105-120x200 cm
Beskrivning:	Placeras direkt på sängbotten. Max brukarvikt: 350 kg


MAXX250 Clinic Greenline 302

Leverantör:	Palliance
Sesam nr:	105 x 200 cm 120x200 cm - 53074
Riktlinje:	04 33 06
Storlek:	90-105-120x200 cm
Beskrivning:	Placeras direkt på sängbotten. Max brukarvikt: 250 kg Tillbehör: hygienöverdrag



Ersättningsmadrass skum - barn**Dacapo Kid inkl. hygienöverdrag**

Leverantör:	Invacare
Sesam nr:	79x156x10 – 51780 79x175x10 – 51782
Riktlinje:	04 33 06
Storlek:	156-175x77 cm 156-175x79 cm
Beskrivning:	Madrass som är särskilt framtagen till barnsängarna NordBed Kid. Fyrkantsskuren profilering. Madrassen beställs i olika bredder beroende på om grindpolstring används eller ej.

