

Rev	Datum	Vem	Orsak
1.0	2011-06-27	C.Sand	Nytt dokument

Användning automatiska blodtrycksmätare inom LiV

Bakgrund

Många enklare modeller av automatiska blodtrycksmätare är endast avsedda för kontroll av normalt friska patienter utan oregelbunden puls och/eller hjärtarytmier. Ett exempel på detta är BOSO MEDICUS



Avsedd användning av Boso Medicus enl leverantör (Henry Eriksson)

"Alla dessa små digitala blodtrycksmätare är "hemma apparater" och är till för normala blodtryck och skall ej användas för att ställa diagnoser efter utan kan användas för uppföljning av patientens blodtryck. För man ett konstigt blodtryck skall man kontrollera detta med manuell blodtrycksmätning."

Rekommendation

Vårt allmänna råd är att det är viktigt att noggrant lära känna den metod och utrustning man väljer, de vanligaste felkällorna samt att man standardiserar när, var och hur mätningarna utförs. Att frångå manuell mätning och välja en alternativ metod kan innebära sämre precision och kvalitet på mätresultatet.

Referenser

- interna metodhandböcker
- www.vardhandboken.se.
- TT-projektet , Örebro läns landsting 2007

Karlstad 2011-06-27

Christian Sand

Medicintekniskt ansvarig

MTV