

**Hjälpmedelsservice**
**Brukarstyrda påhängsaggregat med styre**
**E-pilot**

Leverantör: Invacare  
 Sesam nr: 46398 E-pilot P15 10 km/h standard  
 46621 E-pilot P15 15 km/h standard

Medicinteknisk produkt  Ja  Nej

Upphandlad produkt  Ja  Nej

Riktlinje: 122409

Storlek: Max brukarvikt: 100 kg  
 Vikt inkl batteri: 18,5 kg  
 Hjulstorlek: 16"

Beskrivning: Mittmonterad. Passar både kryssram och fastramrullstol


**Liberty**

Leverantör: Decon Wheel

Sesam nr:

Medicinteknisk produkt  Ja  Nej

Upphandlad produkt  Ja  Nej

Riktlinje: 122409

Storlek: Fungerar från sb 33 cm rak front  
 Max brukarvikt: 150 kg  
 Vikt inkl batteri: 28,5 kg  
 Hjulstorlek: 16"

Beskrivning: Passar både kryssram och fastramrullstol. Har motorbroms. Mittmonterad.


**Attitude EI**

Leverantör: Sunrise Medical

Sesam nr:

Medicinteknisk produkt  Ja  Nej

Upphandlad produkt  Ja  Nej

Riktlinje: 122409

Storlek: Fungerar för sittbredder mellan 28-46 cm  
 Max brukarvikt: 100 kg  
 Vikt inkl batteri: 22 kg  
 Hjulstorlek: 16"

Beskrivning: Passar rullstolar med fast front med båge eller fotplattor.



**Hjälpmedelsservice****Stricker**

Leverantör: Hjälpmedelsexperten  
Sesam nr: 46124 Stricker City Kid  
46924 Stricker Lipo Lomo 16"  
46488 Stricker Lipo Lomo 16" med back  
46883 Stricker Lipo Lomo 12"

Medicinteknisk produkt  Ja  Nej

Upphandlad produkt  Ja  Nej

Riktlinje: 122409

Storlek: Fungerar till sittbredder mellan 24-55 cm  
Max brukarvikt: 120 kg  
Vikt inkl batteri: 16,8 kg  
Hjulstorlek: 12", 16", 20"

Beskrivning: Krävs inget fäste på stolen. Funkar med fast front och fotplattor. Monteras med vred på var sida som ska dras åt

**Batec**

Leverantör: Permobil

Sesam nr:

Medicinteknisk produkt  Ja  Nej

Upphandlad produkt  Ja  Nej

Riktlinje: 122409

Storlek: Fungerar till sittbredder mellan 30-50 cm.  
Max brukarvikt: 110 kg  
Vikt inkl batteri: 17,2 kg – 23,2 kg  
Hjulstorlek: 16", 18"

Beskrivning: Passar både kryssram och fastramrullstol. Mittmonterad.

