

---

**Eldrivhjul med drivringar**

---

**E-motion M25**Leverantör: <https://www.invacare.se/sv>

Sesam nr: **42383** E-Motion M15 24 inkl batteri & laddare  
**42408** E-Motion M15 24 inkl batteri laddare & massiva däck  
**45900** E-Motion M15 24 inkl batteri laddare Tetra drivring  
**46396** E-Motion M25 24" Med ECS Däck Marathon Plus Evo Drivring Tetra  
**46702** E-Motion M25 24" Med ECS Däck Marathon Plus Evo Drivring CarboLife Curve L  
**46787** E-Motion M25 24" Däck Marathon Plus Evo Drivring Tetra

Upphandlad produkt  Ja  Nej

Riktlinje: 122409

Storlek: **Hjuldimensioner:** 22", 24"  
**Vikt:** 9,2 kg/hjul. Batteri packet väger 1 kg/styck. totalt 22 kg inklusive batteri.  
**Totalbredd:** Breddar ca 2,5 cm utöver standardhjul  
**Hastighet:** max 6 km/h **Körsträcka:** 22 km  
Max lutning: 6 °  
**Brukarvikt:** 130 kg  
**Batterier:** Laddtid: 6 h  
**Tippskydd:** Stolens tippskydd räcker.

Beskrivning: Personer som har olika kraft och/eller nedsatt kraft i armar. Fjärrkontroll finns som tillbehör och bör helst beställas till drivaggregatet för att kunna justera inställningar. Med hjälp av fjärrkontrollen kan man välja mellan 2 kör lägen – ett lite långsammare läge för körning i trång miljö inomhus eller ett snabbare läge för körning utomhus. Fjärrkontrollen har även funktionen motorbroms i uppförslutning vilket innebär att stolen stannar helt stilla i 5 sekunder så att man hinner ta ett nytt tag på drivringarna för att fortsätta köra sig i uppförslut. Breddar ca 2,5 cm utöver standardhjul

---

**Hjälpmedelsservice**
**E-move**

Leverantör: <https://decon.se/>

Sesam nr: 41707 e-move 22" NiMH Batteri  
39356 e-move 24" med NiMH Batteri  
41801 e-move 26" - Li-ion batteri

Upphandlad produkt  Ja  Nej

Riktlinje: 122409

Storlek: **Hjuldimensioner:** 20", 22", 24" 25", 26"  
**Vikt:** 7 kg per hjul  
**Hastighet:** max 6 km/h  
**Körsträcka:** ca 20 km  
**Max lutning:** 6 °  
**Brukarvikt:** 130 kg/150 kg



Beskrivning: Personer som har olika kraft och/eller nedsatt kraft i armar eller behov av enhandsdrift. Motorn är integrerad i navet. Batteriet placeras i medföljande väska som monteras antingen under sitsen eller på baktill på ryggstödet eller på hjulet. Ökar stolsbredden med max 1,8 cm /sida. Har stabilitetsstyrning för ojämna underlag t ex lutande trottoarer. Man kan välja om man önskar programmera med eller utan stabilitetssystemet. Finns motorbroms i nedförsbacke som sänker farten – stannar inte stolen. Man kan växla mellan sina originalhjul och E-move när så önskas.

**Wheeldrive Marathon Plus**

Leverantör: <https://www.sunrisemedical.se/>

Sesam nr: **46007** Drivaggregat WheelDrive Marathon Plus 24" höger EXKL monteringsatts  
**46008** Drivaggregat WheelDrive Marathon Plus 24" vänster EXKL monteringsatts

Upphandlad produkt  Ja  Nej

Riktlinje: 122409

Storlek: **Hjuldimensioner:** 24"  
**Vikt:** 9,7 kg/hjul samt en batterivikt 3,6 kg/hjul. Totalt 11;5 kg/hjul.  
**Hastighet:** 10 km/h (assistansring) 6 km (drivring)  
**Körsträcka:** ca 20 km (assistansdrivring) ca 12 km (motordrivring)  
**Max lutning:** 6 °  
**Brukarvikt:** 130 kg  
**Batterier:** Laddtid: 2-3 timmar. Litiumbatteri ger längre körsträcka, ca 35 km och man kan ladda det direkt på stolen.



Beskrivning: **Tippskydd:** Använd stolens tippskydd  
Personer som har nedsatt kraft och/eller smärtproblematik i armar/axlar  
WheelDrive har ett koncept med dubbla drivringar. Den stora "assistansdrivringen" ger kraftassistans så att stolen blir lättare att köra. Den lilla "motordrivningen" fungerar som en "styrspak på hjulet" för kontinuerlig drift. Finns tre inställningar för kraftförsörjning att välja mellan kan du enkelt ställa in hur mycket assistans du behö-ver och hur snabbt du vill köra. Tack vare Backstopp hindras WheelDrive automatiskt från att rulla bakåt vid körning uppför. Vid körning i nedförsbacke finns automatisk motorbroms.

**Hjälpmedelsservice**

---

**Eldrivhjul med joystick**

---

**E-fix E35/E36**Leverantör: <https://www.invacare.se/sv>

Sesam nr: **42041** E-Fix E35 24" hjul inkl 6,0 Ah batteri & laddare  
**42495** E-Fix E35 24" hjul inkl 7,5 Ah batteri & laddare  
**43246** E-Fix E36 24" hjul inkl 7,5 Ah batteri & laddare  
**46184** E-Fix E35 22" hjul inkl 7,5 Ah batteri & laddare

Upphandlad produkt  Ja  Nej

Riktlinje: 122409

Storlek: **E35/E36**  
**Hjuldimensioner:** 22", 24" /24"  
**Vikt:** 18,9 kg ett hjul 7,8 kg 19,3 kg ett hjul 8,0 kg  
**Hastighet:** 6 km/h  
**Körsträcka:** 16 km 22 km  
**Max lutning:** 15 alt. 20 °  
**Max brukarvikt:** 120 kg 160 kg  
**Batterier:** Litium-jon batterier.  
**Vikt batteri :** 2 kg

Beskrivning: Personer i behov av joystickstyrning.  
De elektriska motorerna sitter i navet på drivhjulen.



---

**E-drive**Leverantör: <https://decon.se/>

Sesam nr: **41929** E-drive plus 24" NiMH  
**42876** E-drive plus 24", Lion batteri  
**42877** E-drive plus 24", Lion batteri, Heavy duty 150 kg  
**47276** E-drive plus 22" ,NiMH

Upphandlad produkt  Ja  Nej

Riktlinje: 122409

Storlek: **Hjuldimensioner:** 16", 20", 22", 24" 25", 26"  
**Vikt:** 7 kg per hjul + 3 kg batteri = 17 kg total extra vikt på stolen.  
**Stolsbredd:** Ökar stolsbredden 4 cm (totalt)  
**Hastighet:** max 6 km/h **Körsträcka:** ca 15 km med NiMH batterier. Litiumbatterier ca 35 km.  
**Max lutning:** 6 °  
**Brukarvikt:** 125 kg/150 kg  
**Batterier:** Laddtid: 2–3 timmar. Litiumbatteriet är ca 1 kg tyngre än NiMH batteriet.  
**Tippskydd:** Decon rekommenderar tippskydd och 6" länkhjul,

Beskrivning: Kan köras av brukare och vårdare, kan ha dubbelkommando  
Finns möjlighet till programmering, se leverantörens hemsida.  
Man kan växla mellan sina originalhjul och E-drive när så önskas. Observera att bromsarna måste justeras.



---

**Brukarstyrda påskjutsaggregat**

---

**Smartdrive MX2+**

Leverantör: <http://www.permobil.com/sv/Sweden/>  
Sesam nr: 45370 Smartdrive MX2+ inkl pushtracker EU laddare utan adapter.  
47628 Smartdrive MX2+ E2 PT System EU laddare utan fäste.  
47630 Pushtracker E2 Svart



Upphandlad produkt  Ja  Nej

Riktlinje: 122409

Storlek: **Vikt:** 5,7 kg  
**Hastighet:** 6 km/h  
**Stolsbredd:** Påverkar inte stolsbredden  
**Körsträcka:** 19 km  
**Max lutning:** 6 °  
**Batterier:** Laddningstid armband: ca 2,5 tim.  
Laddningstid motorn: ca 3 tim.  
**Brukarvikt:** 150kg  
**Tippskydd:** Leverantören rekommenderar tippskydd.

Beskrivning: Personer med nedsatt styrka och uthållighet. Kräver bra koordination och inga ofrivilliga rörelser i armarna. Kräver goda kognitiva funktioner. Personen själv eller annan person som finns med måste klara att lyfta på/av motorn. Smartdrive är en påskjutsmotor som fästs baktill på rullstolens axel och som lyfts på/av vid behov. Styrs av Bluetooth-armband. Finns möjlighet till programmering, se leverantörens hemsida. Smartdrive hjälper till att köra enbart framåt. Hjälper inte till att backa, hjälper inte till att bromsa i lutning. Därför ska Smart Drive stängas av i nedförsbackar

---