

Hjälpmedelsservice**Lille Viking Low Bow, Lille Viking Flat Bow**

Leverantör: Etac
Lev. art.nr: 27941 Lille Viking 2015 Low Bow kpl
27943 Lille Viking 2015 Flat Bow kpl
Sesam nr: 40435 Lille Viking 2015 Low Bow kpl
40882 Lille Viking 2015 Flat Bow kpl
Medicinteknisk produkt Ja Nej
Upphandlad produkt Ja Nej
Riktlinje: [122409 Vuxen](#)
[122409 Barn](#)



Tekniska data: Totalvikt: 19 kg
Max brukarvikt: Det som anges för rullstolen,
dock max 150 kg brukarvikt
Max körsträcka: vid fulladdade batterier: 20 km
Maxhastighet: 6 km/h
Stigningskapacitet 8 grader
Beskrivning: Ingår laddare, batterier och manöverbox. Monteringssats beställs separat.
För att få bättre gångutrymme för vårdaren finns förlängd körbygel som ger mer
gångutrymme.

E-walk

Leverantör: Decon
Lev. art.nr: MCG4050 E-walk med blybatteri och laddare
utan monteringsats, 38-45 std
MCG4750 E-walk med Lip batteri
Sesam nr: 41966 E-walk med blybatteri och laddare utan
monteringsats, 38-45 std
42826 E-walk med Lipo batteri
Medicinteknisk produkt Ja Nej
Upphandlad produkt Ja Nej
Riktlinje: [122409 Vuxen](#)
[122409 Barn](#)



Tekniska data: Totalvikt: 15,4 kg (utan batteri)
Max brukarvikt: 150 kg
Max körsträcka: Upp till 22 km
Maxhastighet: 6 km/h
Stigningskapacitet: 6 grader
Max hinderhöjd: 8 cm
Beskrivning: Monteringsats beställs separat. Passar till stolsbredd 38-60 cm.

Hjälpmedelsservice**Viamobil V25**

Leverantör: Invacare
Lev. art.nr: 1521003 iamobil V25 inkl batteri och laddare.
Sesam nr: 47889 Viamobil V25 inkl batteri och laddare.
Medicinteknisk produkt Ja Nej
Upphandlad produkt Ja Nej
Riktlinje: [122409 Vuxen](#)
[122409 Barn](#)
Tekniska data: Totalvikt: 13,5 kg
Max brukarvikt: 160 kg
Max körsträcka: 20 km
Maxhastighet: 6 km/h
Stigningskapacitet: 18 %, 11% med 160 kg tung brukare.
Beskrivning: Monteringsats beställs separat.

