

## Översikt Vårdarstyrda påskjutsaggregat

Hjälpmotorn hanteras av vårdare, ej av brukaren.

Nedanstående modeller monteras på en manuell rullstol. Hjälpmotorn hjälper att köra rullstolen fram/bak/uppför och bromsar i nedförsbacke. När motorn inte används kan motorn/hjulen höjas från marken med ett handtag (Lille Viking, E-walk) eller med en knapptryckning på manöverboxen (Viamobil), rullstolen körs då som vanligt.

Varje leverantör tillhandahåller dokumentation över vilka rullstolar deras hjälpmotorer kan kombineras med.

Leverantör	Produkt	Max brukarvikt	Max hastighet	Stigförmåga/ lutningsvinkel	Körsträcka	Totalvikt
Etac	Lille Viking 2015 Low Bow	150 kg	6 km/h	8°	20 km	19 kg
Etac	Lille Viking 2015 Flat Bow	150 kg	6 km/h	8°	20 km	19 kg
Decon	E-walk	150 kg	6 km/h	8°	16 km *) 22 km **)	15,4 kg (utan batteri)
Invacare	Viamobil V25	160 kg	5,5 km/h	18 % 11 % (med 160 kg tung brukare)	20 km	13,5 kg

\*) Bly batteri, vikt ca 8 kg

\*\*\*) LiFePO4 batteri, vikt ca 4 kg

Monteringssats tillkommer.