



ECN - Tekniskt ändringsmeddelande

ECN-S02238

Datum: 2020-08-12


Utfärdare: Johan Pihl

Sida 1 av 2

# UPPDATERING AV SKYLTT MED LADDINSTRUKTION FÖR 24V 1G

Information om ändringar i Mercado Medics produkter eller tjänster.

ECR(s): S02238



## Sammanfattning

Etiketten är uppdaterad med information angående automatisk fränkoppling av batteriet för Mercado Medics arbetsstolar med 24V 1G system.

## Artikelnummer som påverkas

804835 Skylt Laddinstruktion 24V 1G

## Bakgrund

Förtydligad information har efterfrågats gällande att elsystemet automatiskt kopplas från efter 7 dygns inaktivitet. Denna information finns i bruksanvisningen, men förtydligande gällande funktionen har efterfrågats.

## Detaljer kring ändringen

Informationen på skylten som sitter monterad på stolens laddjack har ändrats. Texten har kompletterats gällande till och frånkoppling av batteriet samt med beskrivande illustrationer av funktionerna. Den nya texten på etiketten lyder:

*Ladda stolen i minst 4 timmar dagligen. Batteriet kopplas automatiskt ur om det inte använts under 7 dygn. Aktivera batteriet igen genom att sätta i laddaren i minst 10 sek. För mer information, se avsnitt "Laddning" i bruksanvisningen.*

## Planerad tidpunkt för införande

Planerat datum för införande av ändringen är den 16 november 2020.

## Kompatibilitet

Inga kompatibilitetsproblem.

## Påverkan på kända risker

Inga risker påverkas.

## Frågor

Vid frågor, vänligen kontakta vår produktchef Ronny Fogelqvist.

Kontaktuppgifter:

+46 708 27 96 14

[ronny.fogelqvist@mercado.se](mailto:ronny.fogelqvist@mercado.se)