

## Lämna avföringsprov för bakterieodling - Rosa provtagningspinne

### Förberedelser

- Du behöver ett provtagningsset med provtagningspinne och rör med transportmedium som du får av din vårdgivare.
- Märk röret med namn, personnummer och datum för provtagningen.

### Gör så här

1. Öppna förpackningen och ta ut provtagningspinnen.
2. Ta prov från avföring på toalettpapper eller för in provtagningspinnen en liten bit innanför ändtarmsmyrning direkt efter avföring. Roterä provtagningspinnen i avföringen så att bomullstoppen färgas av avföring.
3. Skruva av korken på transportröret och sätt i provtagningspinnen. Vätskan i transportröret ska vara kvar!
4. Bryt sedan av provtagningspinnen på mitten där det finns en markering. Halvan med bomullstoppen ska vara kvar i röret och den andra halvan kastas.
5. Skruva på korken ordentligt.



### Förvaring och transport

- Förvaras kallt (kylskåpstemperatur) fram till transport.
- Lämna provet till din vårdgivare så fort som möjligt, senast nästa förmiddag.