

Dokumenttyp Rutin	Ansvarig verksamhet Smittskydd Värmland	Version 1	Antal sidor 1
Dokumentägare Ann-Mari Gustavsson Hygijensjuksköterska	Fastställare Anna Skogstam Bitr. smittskyddsläkare	Giltig fr.o.m. 2019-02-12	Giltig t.o.m. 2021-02-11

## Avtorkningsbara tangentbord och mus inom vårdmiljö

Gäller för: Hälso- och sjukvård

### Kontor och expeditioner

Normala tangentbord.

### Patientmiljö

Tangentbord Cherry KC 1068

#### Lokaler:

- mottagningsrum
- behandlingsrum
- vårdrum.



### Rum med speciella krav

Tangentbord Medigenic Essential 105 utan belysning och larm.

Mus Man & Machine – Mus – USB - Vit

#### Lokaler:

- undersökningsrum för endoskopi
- undersökningsrum med hantering av cytostatika
- vårdrum neonatalavdelning
- komponentberedningsrum på blodcentral
- rum för packning av sterilgods på sterilenhet.



### Rum med höga krav på renhet

Enligt speciella krav.

#### Lokaler:

- operationsrum

### Beställning

- Logga in i Inköpsportalen.
- Välj meny **Order** och valet **Nätbutik**.
- Vid nätbutik välj **ATEA** och klicka på knappen **Till nätbutik**. Sidan öppnas i nytt fönster.
- Klicka på bilden **Tvättbara it-produkter**. Ovanstående produkter finns med i lista med länkar till produkten.

Vid frågor, kontakta IT helpdesk, tel: 14 000.

**Dokumentet är utarbetat av:** Ann-Mari Gustavsson